



AMIR&D

**КАТАЛОГ**

**Хирургические  
шовные материалы**

AMRILENE



# AMRILENE POLYPROPYLENE SUTURE



Нерассасывающийся синтетический монофиламентный шовный материал (AMRILENE)

**Материал:** Синтетический полипропилен.

**Структура:** Монофиламентная нить, обеспечивает гладкое прохождение через ткани и высокую устойчивость к разрыву.

**Покрытие:** Не имеет дополнительного покрытия.

**Тканевая реакция:** Минимальная, материал апирогенен и не обладает антигенной активностью.

**Рассасывание:** Не рассасывается, сохраняет прочность в тканях длительное время.

**Цвет:** Синий или неокрашенный.

**Диаметр нити: USP (метрический):** 10-0 (0,2), 9-0 (0,3), 8-0 (0,4), 7-0 (0,5), 6-0 (0,7), 5-0 (1), 4-0 (1,5), 3-0 (2), 2-0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5), 3 (6).

**Длина нити:** От 10 см до 20 м.

**Формат поставки:** С атравматическими иглами различных типов и форм или без игл (лигатуры).

**Иглы:** Широкий выбор форм и типов острия (прямые и изогнутые  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{8}$ ,  $\frac{5}{8}$ ,  $\frac{7}{16}$  окружности; колющие, режущие, обратно-режущие, тупоконечные, шпательевидные и другие). Иглы изготовлены из медицинской коррозионностойкой нержавеющей стали.

**Стерилизация:** Газообразный оксид этилена (ЕО).

**Назначение:** Аппроксимация и лигирование мягких тканей, включая сердечно-сосудистую хирургию, микрохирургию и офтальмологию.

**Область применения:** Общая хирургия, сердечно-сосудистая хирургия, микрохирургия и офтальмология.


**Соответствие стандартам:** USP и Европейская фармакопея (Ph. Eur.).

**Формат использования:** Одноразовое применение.

**Упаковка:** Индивидуальная стерильная упаковка, от 1 до 50 изделий в коробке.

**Условия хранения:** Температура от 0 °С до 40 °С.













**Срок годности:** 5 лет.



■ - Синяя нить

# AMRILENE POLYPROPYLENE SUTURE

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ






Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			
		2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	5/0 (M1)
 13мм	75				MRN513D ■
 15мм	90		MRN315LD ■	MRN415LD ■	MRN515LD ■
 16мм	45			MRN416F ■	MRN516F ■
 17мм	75				MRN517D ■
	90			MRN417LD ■	MRN517LD ■
 18мм	75			MRN418 ■	
 19мм	90			MRN419LD ■	
 20мм	75		MRN320D ■		MRN520D ■
	90	MRN220L ■		MRN420LD ■	
 22мм	75		MRN322D ■	MRN422D ■	MRN522D ■
 24мм	90		MRN324LD ■		
 25мм	75			MRN425 ■	
	120	MRN225G ■			
 25мм	90	MRN225LD ■	MRN325LD ■		
 26мм	90	MRN226L ■			

■ - Синяя нить







□ - Неокрашенная нить

# AMRILENE POLYPROPYLENE SUTURE

## КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				
		1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)
 26мм	90				MRN326LD ■	MRN426LD ■
 30мм	75		MRN030 ■			
 35мм	90			MRN235LD ■	MRN335LD ■	
 40мм	75	MRN0140 ■				
 45мм	75	MRN0145 ■				

## КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ








Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	
		6/0 (M0,7)	7/0 (M0,5)
 10мм	45		MRN710FD ■
 13мм	60	MRN613CD ■	MRN713CD ■
 13мм	60	MRN613CD T ■	
 17мм	90	MRN617LD ■	
 18мм	90	MRN618LD ■	
 22мм	90	MRN622LD ■	

■ - Синяя нить






□ - Неокрашенная нить

# AMRILENE POLYPROPYLENE SUTURE

## КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	
		6/0 (M0,7)	7/0 (M0,5)
 10мм	45	MRM610FD	MRM710FD
	60	MRM610CD	MRM710CD
	70		MRM710D
 11мм	45	MRM611F	
	60	MRM611C	
 11мм	60	MRM611C-D	
 12мм	75	MRM612D	
 13мм	60	MRM613CD	MRM713CD
	75	MRM613D	
 13мм	60	MRM613CDP	
 13мм	45	MRM613F	
	75	MRM613	

## КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ






Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	
		4/0 (M1,5)	5/0 (M1)
 10мм	45		MRM510FD
	60		MRM510CD
 12мм	75		MRM512D
 13мм	45		MRM513FD
	60	MRM413CD	MRM513CD
	75		MRM513D
 13мм	60		MRM513CP
 13мм	45		MRM513F
	75		MRM513

■ - Синяя нить






□ - Неокрашенная нить

# AMRILENE POLYPROPYLENE SUTURE

## КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	
		2/0 (M3)	4/0 (M1,5)
 16мм	90		MRM416LD ■
 17мм	75		MRM417D ■
 17мм	75		MRM417 ■
 22мм	90		MRM422LD ■
 22мм	100	MRM222O ■	

## КОЛЮЩИ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ











Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			
		0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)
 17мм	90			MRT317L ■	MRT417L ■
 17мм	90		MRT217LD ■		
 24мм	90			MRT324L ■	
 24мм	90		MRT224LD ■		
 36мм	100	MRT036O ■			

■ - Синяя нить

□ - Неокрашенная нить

# AMRILENE POLYPROPYLENE SUTURE

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ



Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			
		2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	5/0 (M1)
 13мм	45			MRE413F ■	MRE513F ■
 15мм	45			MRE415FT ■	MRE515FT ■
	75		MRE315 ■		
 15мм	45		MRE315F ■	MRE415F ■	MRE515F ■
 18мм	45			PPE418T ■	MRE518FT ■
 18мм	45		MRE318F ■	PPE418 ■	MRE518F ■
 24мм	90			MRE424LD ■	
 25мм	45		MRE325FT ■	MRE425FT ■	
 25мм	45		MRE325F ■	MRE425F ■	MRE525F ■
 37мм	75		MRE337 ■		
 90мм	90	MRE290L ■			

■ - Синяя нить





□ - Неокрашенная нить

# AMRILENE POLYPROPYLENE SUTURE



## ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		
		0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)
 25мм	70		MRF225S ■	MRF325S ■
 37мм	100	MRF037O ■		

## ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	
		6/0 (M0,7)	7/0 (M0,5)
 11мм	45	MRE611F ■	MRE711F ■
 13мм	45	MRE613F ■	
 15мм	45	MRE615F ■	
 15мм	45	MRE615FT ■	

## ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, ПРЯМАЯ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		
		0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)
 60мм	75		MRG260 ■	MRG360 ■
 75мм	100	MRG075O ■	MRG275O ■	MRG375O ■

■ - Синяя нить


□ - Неокрашенная нить

# AMRILENE POLYPROPYLENE SUTURE

## ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити
		4/0 (M1,5)
 13мм	45	MRB413F ■

## ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити
		6/0 (M0,7)
 11мм	45	MRA611FD ■

■ - Синяя нить

□ - Неокрашенная нить